


모노메틸-히스톤 H3-R26 토끼 다클론 항체 – Wb, If/Icc, Elisa용 Q16695/P68431

품목 번호: CM0000389



소개

아르기닌 26 위치의 모노메틸화 히스톤 H3(Q16695/P68431)을 특이적으로 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 광범위한 종에서 반응이 예측됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	모노메틸-히스톤 H3-R26 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 모노메틸-히스톤 H3-R26
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩티드 / 인간 히스톤 H3(NP_003520.1)의 R26 주변 모노메틸화 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 반응 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩