


모노메틸-히스톤 H3-R8 (Q16695/P68431) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용)

품목 번호: CM0000404



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합한 고품질 모노메틸-히스톤 H3-R8 토끼 다클론 항체입니다. 아르기닌 8 위치가 단일메틸화된 인간, 마우스, 래트 히스톤 H3.1t 및 H3.1을 인식하며, 분자량은 약 15 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	모노메틸-히스톤 H3-R8 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-R8
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 R8 주변 합성 단일메틸화 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 반응 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송 방식	아이스백