


후성유전학 연구용 Monomethyl-Histone H4-K20 (P62805) Rabbit Polyclonal Antibody, Wb/Elisa

품목 번호: CM0000274



소개

히스톤 H4 (P62805)의 모노메틸화된 Lys20를 표적하는 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에 적합하며 넓은 종간 반응성을 가짐. 후성유전 조절에서 히스톤 변형 역학 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MonoMethyl-Histone H4-K20 Rabbit pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
종	인간
GeneID (Human)	H4
GeneID	8359
면역원	합성 펩타이드 - 인간 히스톤 H4 (NP_003539.1)의 K20 주변 합성 모노메틸화 펩타이드.
원천	토끼
범주	메틸화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백