


Monomethyl-Histone H4-K20 토끼 단일클론 항체 (P62805), Wb, Db, Ihc-P, Elisa 적용

품목 번호: CM0000300



소개

인간 히스톤 H4 (SWISS: P62805)의 20번 리신 모노메틸화에 특이적인 토끼 재조합 단일클론 항체입니다. WB, DB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 및 기타 종과 교차 반응합니다. IVD 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MonoMethyl-Histone H4-K20 토끼 mAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
종	인간
유전자ID (인간)	8359/8370
유전자ID	8359
면역원	합성 펩티드 인간 히스톤 H4 (NP_003539.1)의 K20 부위를 포함하는 합성 모노메틸화 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백