


Monomethyl-Histone H4-K20 Rabbit Pab (P62805) – Wb, Ihc, If/Icc, Elisa용 후성유전학 연구 항체

품목 번호: CM0000356



소개

MonoMethyl-Histone H4-K20 Rabbit pAb는 히스톤 H4 (P62805)의 리신 20 단일메틸화를 검출합니다. 토끼 폴리클로날 항체로, WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차반응하며 넓은 범위의 반응성이 예측됩니다. 염색질 생물학 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MonoMethyl-Histone H4-K20 Rabbit pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K20
종	인간
GeneID (인간)	H4
GeneID	8359
면역원	인간 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 K20 주변 단일메틸화 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백