


## Monomethyl-Histone H4-K5 Rabbit Pab (P62805) For If/Icc And Elisa

품목 번호: CM0000285



### 소개

라이신 5에서 모노메틸화된 히스톤 H4(P62805)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며, 넓은 종 반응성을 가집니다. 후성유전학 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MonoMethyl-Histone H4-K5 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| 비고/별칭       | H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; MonoMethyl-Histone H4-K5 |
| 종           | 인간                                                                                                                                                                 |
| GeneID (인간) | H4                                                                                                                                                                 |
| GeneID      | 8359                                                                                                                                                               |
| 면역원         | 합성 펩타이드, 인간 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 K5 주변 합성 모노메틸화 펩타이드                                                                                                              |
| 원천          | 토끼                                                                                                                                                                 |
| 범주          | 메틸화 항체                                                                                                                                                             |
| 응용 분야       | IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)                                                                                                                                         |
| SWISS       | P62805                                                                                                                                                             |
| 단백질 분자량     | 11kDa                                                                                                                                                              |
| 배송          | 아이스백                                                                                                                                                               |