


Monomethyl-Histone H4-R3 Rabbit Polyclonal Antibody | P62805 | Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000403



소개

사람 히스톤 H4 (SWISS P62805)의 아르기닌 3 단일 메틸화를 검출하는 고특이성 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스, 쥐 및 광범위한 종과 교차 반응합니다. 후성유전학 연구 및 IVD 검사 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MonoMethyl-Histone H4-R3 Rabbit pAb
비고/별칭	H4/I; H4C1; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F1; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4B; MonoMethyl-Histone H4-R3
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	H4
GeneID	8359
면역원	합성 펩타이드 사람 히스톤 H4 (NP_003529.1)의 R3 부근을 포함하는 합성 단일 메틸화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐, 기타 (광범위한 종 예상)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백