


모노메틸-Nono/P54Nrb (R357/R365) 토끼 다클론 항체 (Q15233), Wb, If/Icc, Elisa 적용 가능

품목 번호: CM0000368



소개

인간 NONO/p54nrb (UniProt Q15233)의 모노메틸화된 R357/R365에 반응하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 스플라이싱, 파라스펙클, DNA 수리 및 선천성 면역에서 NONO의 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	모노메틸-NONO/p54nrb-R357/R365 토끼 pAb
비고/별칭	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; 모노메틸-NONO/p54nrb-R357/R365
종	인간
유전자 ID (인간)	4841
유전자 ID	4841
면역원	합성 펩타이드 인간 NONO/p54nrb (Q15233)의 R357 및 R365 부위 주변의 합성 모노메틸화 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q15233
단백질 분자량	54kDa
배송 방법	아이스팩