


Morf4L1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Ubu8

품목 번호: CM0026940



소개

고품질의 MORF4L1(MRG15)을 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 반응성을 갖춘 WB 및 ELISA 검증. 염색질 조절 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MORF4L1 Rabbit pAb
비고/별칭	Eaf3; MEAF3; MRG15; FWP006; S863-6; HsT17725; MORFRG15; MORF4L1
종	인간
GeneID	10933
면역원	인간 MORF4L1 (NP_006782.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBU8
단백질 무게	41kDa
배송	아이스백