

Mouse Anti-Human Cd11B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P11215

품목 번호: CM0012060



소개

유세포 분석을 위해 검증된 접합 마우스 항-인간 CD11b 단일클론 항체입니다. 선천성 면역에서 백혈구 부착 수용체인 인테그린 알파-M (ITGAM)을 표적으로 합니다. 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse anti-Human CD11b mAb
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
종 (Species)	Human (인간)
GeneID	3684
면역원 (Immunogen)	인간 CD11b에서 유래된 합성 펩타이드
공급원 (Source)	Mouse (마우스)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P11215
단백질 분자량	127kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)