


마우스 항-인간 Cd11C 단일클론 항체(Fc용) - P20702

품목 번호: CM0011473



소개

이 접합된 인간 CD11c(인테그린 알파-X)를 표적으로 하는 마우스 단일클론 항체입니다.

유세포분석(FC)용으로 검증되었으며, 단핵구 및 과립구의 접착과 염증 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	마우스 항-인간 CD11c 단일클론 항체
비고/별칭	CD11C; SLEB6
종	인간
GeneID	3687
면역원	인간 CD11c 재조합 단백질
숙주	마우스
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20702
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스백