

유세포 분석용 Mouse Anti-Human Cd15/Ssea-1 단클론성 항체 - P22083

품목 번호: CM0009496

소개

유세포 분석용 인간 CD15/SSEA-1 (FUT4)을 표적으로 하는 접합 마우스 단클론성 항체. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 르위스 X 항원을 인식하여 백혈구 생물학 및 줄기세포 연구에 중요한 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse anti-Human CD15/SSEA-1 mAb
비고/별칭	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
종	인간
유전자 ID	2526
면역원	인간 CD15/SSEA-1 유래 합성 펩타이드
원천	마우스
분류	단클론성 항체
응용 분야	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P22083
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백