


Mouse Anti-Human Cd1A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P06126

품목 번호: CM0010103



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증된 인간 CD1a를 표적으로 하는 결합 마우스 단일클론 항체입니다. 면역학 연구에서 흉선세포, 랑게르한스 세포 및 수지상세포의 CD1a를 검출하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse anti-Human CD1a mAb
비고/별칭	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	909
GeneID	909
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CD1a에서 유래한 합성 펩타이드.
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P06126
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)