

Fc 및 시험관 내 T 세포 자극을 위한 마우스 항-인간 Cd3 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0009312



소개

인간 CD3 엡실론 사슬을 표적으로 하는 마우스 단일클론 항체입니다. 유세포 분석 및 시험관 내 T 세포 자극/활성화에 대해 검증되었습니다. 인간 CD3와 반응합니다. 면역학 및 T 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 항-인간 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon; CD3E 항원
종	인간
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원	재조합 단백질
출처	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC, 시험관 내 T 세포 자극/활성화
교차 반응성	인간
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩