

Mouse Anti-Human Cd3 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P07766

품목 번호: CM0010517



소개

유세포분석용 Mouse anti-Human CD3 단일클론 항체로, CD3 엡실론 체인(P07766)을 표적합니다. 진단 및 연구 환경에서 T 림프구를 신뢰할 수 있게 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse anti-Human CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	916
면역원	사람 CD3 재조합 단백질
공급원	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)