

플로우 사이토메트리용 마우스 항-인간 Cd56 (Ncam1) 단일클론 항체 - P13591

품목 번호: CM0011020



소개

플로우 사이토메트리용으로 검증된 인간 CD56 (NCAM1)에 대한 마우스 단일클론 항체입니다.

면역표현형 분석, 줄기세포 연구 및 신경과학 응용 분야에 이상적입니다. 신경 발달 및 바이러스 침투에 관여하는 세포 부착 분자를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse anti-Human CD56 mAb
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4684
GeneID	4684
면역원(Immunogen)	Recombinant protein of human CD56
공급원(Source)	Mouse
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용(Application)	Flow Cytometry (FC)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P13591
단백질 분자량	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
배송(Shipping)	아이스팩