

마우스 항-마우스/랫 Cd90.1 유세포 분석용 단클론 항체 - P01831

품목 번호: CM0008298

소개

유세포 분석용 이 접합된 마우스 항-마우스/랫 CD90.1(Thy-1) 단클론 항체입니다. 시냅스 형성 및 세포 간 상호작용에 관여하는 GPI 고정 막 당단백질을 검출합니다. 마우스와 랫의 신경 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	마우스 항-마우스/랫 CD90.1 단클론 항체
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종	마우스
유전자ID (인간)	7070
유전자ID	21838
면역원	마우스/랫 CD90.1 재조합 단백질
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스, 랫
SWISS	P01831
배송	아이스 팩