


유세포분석용 마우스 항토끼 IgG (Fc) Mab - P01870

품목 번호: CM0005162



소개

토끼 IgG Fc 영역을 표적으로 하는 접합 마우스 단클론 항체 (P01870). 연구 및 진단 응용 분야에서 토끼 IgG를 유세포분석으로 검출하기 위해 검증되었습니다. 토끼 IgG 불변 영역에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	마우스 항토끼 IgG (Fc) mAb
종 반응성	토끼
유전자 ID (인간)	3500
면역원	토끼 IgG (Fc) (P01870)의 아미노산 96-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	마우스
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	토끼
SWISS	P01870
단백질 분자량	35kDa
배송 방법	아이스 팩