


Mouse Anti-Rabbit IgG (Fc) Monoclonal Antibody For Fc - P01870

품목 번호: CM0012485



소개

토끼 IgG Fc 영역(UniProt: P01870)을 표적으로 하는 접합 마우스 단클론성 항체로, 다양한 연구 및 진단 응용 분야에서 토끼 IgG의 유세포계 검출을 위해 특별히 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse anti-Rabbit IgG (Fc) mAb
종(Species)	토끼(Rabbit)
GeneID (인간)	3500
면역원(Immunogen)	토끼 IgG (Fc) (P01870)의 아미노산 96-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단클론성 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	토끼(Rabbit)
SWISS	P01870
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)