


마우스 항토끼 IgG (Fc) 단클론 항체 (Fc용) - P01870

품목 번호: CM0004912



소개

유세포측정 검증 완료된 토끼 IgG Fc 영역(SWISS P01870)을 표적으로 하는 고품질 접합 마우스 단클론 항체입니다. 면역분석 및 진단 개발에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Mouse anti-Rabbit IgG (Fc) mAb
종	토끼
유전자 ID (인간)	3500
면역원	토끼 IgG (Fc) 아미노산 96-323번 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질 (P01870)
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	토끼
SWISS	P01870
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스팩