


Mouse Anti-Rabbit IgG (Fc) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01870

품목 번호: CM0010034



소개

접합 마우스 단클론성 항체는 토끼 IgG Fc 영역(UniProt P01870)을 표적합니다. 유전자 재조합 단백질로 검증된 항원을 사용하여 특이적 검출을 보장하며, 플로우 사이토메트리에 이상적입니다. 면역분석 개발을 위한 고품질 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse anti-Rabbit IgG (Fc) mAb
종(Species)	토끼 (Rabbit)
GeneID (인간)	3500
항원(Immunogen)	토끼 IgG (Fc) (P01870)의 아미노산 96-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	마우스 (Mouse)
카테고리	단클론성 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (플로우 사이토메트리)
교차 반응성(Cross Reactivity)	토끼 (Rabbit)
SWISS	P01870
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)