


마우스 항-토끼 IgG (Fc) 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P01870

품목 번호: CM0006837



소개

토끼 IgG Fc 영역(P01870)을 표적으로 하는 고훈이성 접합 마우스 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry) 검증을 완료하였으며, 면역 분석 및 면역 형광 기반 응용 분야에서 토끼 면역글로불린을 검출하는데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 항-토끼 IgG (Fc) mAb
종(Species)	토끼
유전자 ID (인체)	3500
면역원	토끼 IgG (Fc) (P01870)의 96-323 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	토끼
SWISS	P01870
단백질 무게	35kDa
배송	아이스팩