

마우스 항토끼 IgM (Fc) 단클론 항체 (Fc용) - P03988

품목 번호: CM0010952

소개

유세포 측정을 위해 가 접합된 토끼 IgM Fc 영역에 대한 마우스 단클론 항체입니다. 토끼 면역글로불린 뮤 중쇄의 불변 영역(P03988)을 표적으로 합니다. 토끼와 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 항토끼 IgM (Fc) mAb
종	토끼
면역원	토끼 IgM (Fc) (P03988)의 아미노산 107-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	토끼
SWISS	P03988
단백질 분자량	52kDa
운송	아이스팩