

마우스 항-토끼 IgM (Fc) 유세포분석용 단일클론 항체 - P03988

품목 번호: CM0006983

소개

토끼 IgM Fc 영역에 특이적인 마우스 단일클론 항체(접합체). 재조합 면역원(아미노산 107-458, P03988). 유세포분석용으로 검증되었습니다. 진단 분석법 개발 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 항-토끼 IgM (Fc) 단일클론 항체
종	토끼
면역원	토끼 IgM (Fc)(P03988)의 아미노산 107-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	토끼
SWISS	P03988
단백질 중량	52kDa
배송	아이스백