

Mouse Anti-Rabbit IgM (Fc) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P03988

품목 번호: CM0004833

소개

토끼 IgM Fc 영역(P03988)에 특이적인 결합 마우스 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 적합하며, 다른 종과의 교차 반응성이 없습니다. 연구 및 진단 검사에서 토끼 면역글로불린 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

속성	값
제품명	Mouse Anti-Rabbit IgM (Fc) mAb
종(Species)	토끼(Rabbit)
면역원(Immunogen)	토끼 IgM (Fc) (P03988)의 아미노산 107-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	토끼(Rabbit)
SWISS	P03988
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)