

Mouse IgG 1 Isotype Control - Flow Cytometry Isotype Control

품목 번호: CM0009180

소개	
Mouse IgG 1 이소타입 컨트롤은 마우스 유래로, 연구 응용 분야에서 비특이적 결합을 평가하기 위한 음성 대조군으로 설계된 단클론 항체입니다.	

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Mouse IgG 1 isotype control
종(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단클론 항체
응용	FC
배송	아이스 백(Ice bag)