

Mouse IgG 1 아이소타입 대조 - 아이소타입 대조

품목 번호: CM0009395

소개

유세포분석용 Mouse IgG1 아이소타입 대조 단일클론 항체. 마우스에서 유래하였으며, FC 분석에서 비특이적 결합을 측정하도록 설계되어 정확한 게이팅과 배경 평가를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse IgG 1 isotype control
항원	재조합 단백질
공급원	마우스
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
배송	아이스백