

Mouse Igg 1 Isotype Control - Isotype Control

품목 번호: CM0009303

소개

Mouse IgG 1 아이소타입 컨트롤은 유세포 분석 실험에서 음성 대조군으로 사용하기 위해 에 접합된 단클론 항체입니다. 마우스에서 유래되었으며, 정확한 게이팅과 배경 평가를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse IgG 1 isotype control
면역원	재조합 단백질
공급원	마우스
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
배송	아이스 팩