

Mouse Igg 1 아이소타입 대조군

품목 번호: CM0005413

소개

Mouse IgG 1 아이소타입 대조군은 유세포 분석(FC)용 단일클론 항체입니다. FC 분석에서 배경 염색을 설정하는 데 이상적이며, 마우스 유래의 재조합 면역원을 사용합니다. 아이스백에 담아 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse IgG 1 아이소타입 대조군
면역원	재조합 단백질
공급원	마우스
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
배송	아이스백