

마우스 Igg 2A 아이소타입 대조군 -

품목 번호: CM0011618

소개

유세포 분석(FC) 용도의 마우스 IgG 2a 아이소타입 대조군. 재조합 단백질 면역원, 마우스 단클론 항체. 면역형광 연구에서 배경 염색 및 비특이적 결합을 평가하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 IgG 2a 아이소타입 대조군
면역원	재조합 단백질
기원	마우스
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
배송	아이스백