

Mouse Igg 2A Isotype Control

품목 번호: CM0012522

소개

Mouse IgG 2a 아이소타입 컨트롤은 마우스에서 유래한 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에서 아이소타입 컨트롤로 사용하도록 설계되었습니다. 이 제품은 비특이적 결합과 특이적 결합을 구별하여 정확한 실험 결과를 보장합니다. 아이스백에 담겨 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Mouse IgG 2a isotype control
항원	재조합 단백질
공급원	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
배송	아이스백