

마우스 Igg 2A 아이소타입 대조군 - 아이소타입 대조군

품목 번호: CM0010304

소개

마우스 IgG 2a 아이소타입 대조군은 마우스 유래 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)을 위한 음성 대조군으로 설계되었습니다. 연구 분석에서 정확한 게이팅을 보장하고 배경 염색을 제거하는 데 도움이 됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 IgG 2a 아이소타입 대조군
면역원	재조합 단백질
유래	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
배송	아이스팩