

마우스 Igg 2A 동형대조군

품목 번호: CM0009392

소개

마우스 IgG 2a 동형대조군은 유세포 분석(FC) 응용을 위해 설계된 단일클론 항체 컨주게이트입니다. 이는 마우스 IgG 2a 기반 분석에서 비특이적 결합과 배경 염색을 평가하기 위한 음성 대조군 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 IgG 2a 동형대조군
면역원	재조합 단백질
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
배송	아이스백