

마우스 IgG 2B 동형 대조 항체 - A25491

품목 번호: CM0008090

소개

유세포 분석용 마우스 단일클론 IgG2b 동형 대조 항체. 마우스 샘플에 대해 검증되었으며, 면역분석 및 진단 연구에서 비특이적 결합을 평가합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 IgG 2b 동형 대조
면역원	재조합 단백질
종	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
배송	아이스팩