

마우스 Igg 2C 아이소타입 대조군 - A26280

품목 번호: CM0005551

소개

유세포 분석(FC)용 접합 마우스 단클론 IgG2c 아이소타입 대조군입니다. 비특이적 결합 및 배경 측정에 사용됩니다. 재조합 단백질 면역원, 마우스 기원입니다. 아이스 운송됩니다. 사용자의 시스템에서 검증하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	마우스 IgG 2c 아이소타입 대조군
면역원	재조합 단백질
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
운송	아이스백