

마우스 IgG1 아이소타입 대조군

품목 번호: CM0011627

소개

유세포 분석(FC)용 접합 마우스 IgG1 아이소타입 대조군
단일클론 항체. 마우스에서 생산, 면역원 재조합 단백질.
IVD 연구 및 분석법 개발에서 배경 염색 수준을 설정하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 IgG 1 아이소타입 대조군
면역원	재조합 단백질
원천	마우스
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
배송	아이스백