

Wb 및 Elisa용 마우스 Lins1 토끼 다클론 항체 - Lins1

품목 번호: CM0016913

소개

마우스 LINS1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 샘플에서 내인성 LINS1을 검출하며, 55 kDa 및 85 kDa에서 밴드가 나타날 것으로 예상됩니다. 신경학 및 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LINS1 토끼 pAb
비고/별칭	Lins; Lins2; Wins2; 2700083B01Rik; LINS1
종	마우스
유전자 ID(인간)	55180
유전자 ID	72635
면역원	마우스 LINS1의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드(NP_690028.2)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
단백질 분자량	55kDa/85kDa
배송	아이스팩