

마우스 Mdsc 패널 단일클론 항체 - 마우스 Mdsc 패널

품목 번호: CM0006243

소개

마우스 MDSC 패널은 마우스 골수 유래 억제 세포의 유세포 분석을 위한 단일클론 항체 콕테일입니다. 마우스 샘플에 특이적인 반응성을 제공하여 면역학 연구 및 진단 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 MDSC 패널
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
배송	아이스팩