

유세포측정용 마우스 T 세포 패널 단클론 항체 - 마우스 T 세포 패널

품목 번호: CM0004460

소개

마우스 T 세포 패널 단클론 항체는 마우스 T 세포를 특이적으로 표적하는 유세포측정(FC) 응용 분야를 위해 개발되었습니다. 본 제품은 마우스 T 세포 서브셋의 면역표현형 분석 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	마우스 T 세포 패널
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
배송	아이스 팩