

유세포 분석용 마우스 Treg 패널 단일클론 항체 - 마우스 Treg 패널

품목 번호: CM0012180

소개

유세포 분석용 토끼 유래 고품질 마우스 Treg 패널 단일클론 항체. 마우스 T 조절세포 검출 및 분석에 이상적. CamelBio의 신뢰할 수 있는 IVD 원료.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	마우스 Treg 패널
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
배송 조건	아이스백