

유세포 분석용 마우스 Treg 패널 단일클론 항체(토끼) - 마우스 Treg 패널

품목 번호: CM0008509

소개

마우스 조절 T 세포의 유세포 분석(FC)을 위해 특별히 설계된 마우스 Treg 패널 단일클론 항체(토끼)입니다. 면역학 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 Treg 패널
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
배송	아이스팩