

생쥐 Ubn2 토끼 다클론 항체 - Ubn2

품목 번호: CM0016970

소개

아미노산 1-100 범위 내 합성 펩티드를 면역원으로 제작된, 생쥐 UBN2(NP_796159.3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 인간 UBN2에 교차 반응성이 보고되었습니다. 예측 분자량은 130~141 kDa 범위입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBN2 Rabbit pAb
비고/별칭	mKIAA2030, 2900060J04Rik, 6030408G03Rik, D130059P03Rik, UBN2
종	생쥐
유전자 ID (인간)	254048
유전자 ID (생쥐)	320538
면역원	생쥐 UBN2(NP_796159.3)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
단백질 분자량	130kDa/131kDa/141kDa
배송 방식	아이스 팩 포장