

마우스 Wdr33 토끼 다클론 항체 - Wdr33

품목 번호: CM0012912

소개

마우스 WDR33을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 랫드 WDR33과 교차 반응하며, 30, 38 및 145 kDa의 아이소폼을 검출합니다. 단백질 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	WDR33 토끼 pAb
비고/별칭	WDC146; 1110001N06Rik; 2310011G05Rik; 2810021O11Rik; 8430413N20Rik; WDR33
종	마우스
유전자 ID (사람)	55339
유전자 ID	74320
면역원	마우스 WDR33의 아미노산 1-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_001164437.1)
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 랫드
단백질 분자량	30kDa/38kDa/145kDa
배송	아이스백