

Mpc1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - Q9Y5U8

품목 번호: CM0023902



소개

사람, 쥐, 랫트와의 교차 반응성이 확인된 WB, IP, ELISA용 MPC1 토끼 다클로날 항체입니다.

미토콘드리아 피루브산 운반체 1(Mitochondrial pyruvate carrier 1)을 표적으로 하며, 피루브산 흡수를 매개하고 세포 대사에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MPC1 Rabbit pAb
비고/별칭	MPYCD; BRP44L; CGI-129; SLC54A1; MPC1
종	사람 (Human)
Gene ID (사람)	51660
Gene ID	51660
면역원	합성 펩타이드 사람 MPC1 (NP_057182.1)의 아미노산 50-109 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y5U8
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백