

Mphosph6 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q99547

품목 번호: CM0014413



소개

인간 MPHOSPH6(MPP6)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 MPHOSPH6을 인식합니다. RNA 엑소좀 기능 및 rRNA 프로세싱 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MPHOSPH6 토끼 pAb
비고/별칭	MPP; MPP6; MPP-6; MPHOSPH6
종	인간
유전자ID (인간)	10200
유전자ID	10200
면역원	인간 MPHOSPH6(NP_005783.2)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99547
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스 팩