


Mr1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q95460

품목 번호: CM0030714



소개

인간 MR1 (Q95460)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있으며, MAIT 세포 및 암 면역 감시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MR1 토끼 pAb
비고/별칭	HLALS; MR1
종	인간
GeneID (인간)	3140
GeneID	3140
면역원	인간 MR1 (NP_001522.1)의 아미노산 23-291에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q95460
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩