


Mrpl1 Rabbit Pab - Q9Byd6

품목 번호: CM0024917



소개

인간 MRPL1 (L1mt, MRP-L1)을 표적으로 하는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 폴리클로날 항체입니다.

미토콘드리아의 39S 리보솜 단백질 L1을 검출하며, 인간 및 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 미토콘드리아 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL1 Rabbit pAb
비고/별칭	L1MT; BM022; MRP-L1; MRPL1
종	인간
GeneID (인간)	65008
GeneID	65008
면역원	인간 MRPL1 (NP_064621.3)의 아미노산 51-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9BYD6
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백