


Mrpl20 토끼 단클론 항체 (Kd 검증 완료) Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q9Byc9

품목 번호: CM0004205



소개

미토콘드리아 리보솜 단백질 MRPL20을 표적으로 하는 KD 검증된 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA 응용 분야에 적합합니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] MRPL20 토끼 mAb
비고/별칭	L20mt; bL20m; MRP-L20
종	사람
유전자 ID	55052
면역원	사람 MRPL20 (NP_060441.2)의 아미노산 48-147번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9BYC9
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩