


Mrpl34 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq48

품목 번호: CM0023035



소개

미토콘드리아 대형 리보솜 소단위체 단백질인 MRPL34에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 단백질 합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MRPL34 Rabbit pAb
비고/별칭	L34mt; MRPL34
종	인간
GeneID (Human)	64981
면역원	인간 MRPL34 (NP_076426.1)의 아미노산 16-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BQ48
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백