


Mrpl45 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Brj2

품목 번호: CM0017283



소개

인간, 생쥐, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 MRPL45 토끼 다클론 항체입니다. 리보솜 연구를 위해 미토콘드리아 대형 리보솜 서브유닛 단백질 mL45을 표적으로 하며, 신뢰할 수 있는 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MRPL45 토끼 pAb
비고/별칭	Mbal; L45mt; MRP-L45; MRPL45
종	인간
GeneID (인간)	84311
GeneID	84311
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q9BRJ2
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스 팩